

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

БетоЙОДин

торговое наименование лекарственного препарата

Повидон-Йод

международное непатентованное, группировочное или химическое наименование

раствор для местного и наружного применения 10 %

лекарственная форма, дозировка

ОАО «Самарамедпром», Россия

ООО «Йодные Технологии и Маркетинг», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » **160921** 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА БетоЙОДин Торговое наименование: БетоЙОДин Состав: Йодоповидона 30/06 105 г Раствора натрия фосфата трехзамещенного насыщенного до pH 2,5-3,5 Воды очищенной до 1000 мл Форма выпуска Раствор для наружного и местного применения 10 %. По 10 мл во флаконы оранжевого, укупоренные крышками полиэтиленовыми резбовыми с палочкой кисти. По 50 мл, 100 мл, 500 мл и 1000 мл препарата во флаконы оранжевого стекла, укупоренные крышками полиэтиленовыми резбовыми с палочкой кисти.	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА БЕТОЙОДИН Торговое наименование: БЕТОЙОДИН Состав: Йодоповидона 30/06 105 г или ПВП-Йода - 105 г Раствора натрия фосфата трехзамещенного насыщенного - до pH 2,5-3,5 Воды очищенной - до 1000 мл Форма выпуска Раствор для местного и наружного применения 10 %. По 10 мл во флаконы оранжевого, укупоренные крышками полиэтиленовыми резбовыми с палочкой кисти. По 50 мл, 100 мл, 500 мл и 1000 мл препарата во флаконы оранжевого стекла, укупоренные крышками полиэтиленовыми резбовыми с палочкой кисти.

Старая редакция	Новая редакция
поренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми. По 250 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками винтовыми полимерными. По 10 мл, 15 мл, 25 мл, 100 мл, 250 мл, 330 мл, 500 мл, 1000 мл и 4500 мл во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками винтовыми полимерными. Флаконы могут быть снабжены насадками медицинскими (распылители/дозаторы) полимерными для лекарственных средств, нестерильные с защитными колпачками и без них. По 10 мл, 15 мл, 25 мл, 50 мл и 100 мл во флаконы полимерные, укупоренные пробками полимерными или пробками с уплотнительными элементами полимерными и крышками полимерными, или укупоренные крышками полимерными. Каждый флакон по 10 мл, 15 мл, 25 мл, 50 мл и 100 мл вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Флаконы вместе с равным количеством инструкций по применению упаковывают в коробки картонные или упаковывают в термоусадочную пленку: по 250 мл – 20 шт., по 330 мл – 16 шт., по 500 мл – 12 шт., 1000 мл – 8 шт., 4500 мл – 4 шт. (Для стационаров). Условия хранения Хранить в защищенном от света при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Производитель: ОАО «Самарамедпром», Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д.70. Организация, принимающая претензии: ОАО «Самарамедпром», 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846)373-81-08 Производитель: ООО «Йодные Технологии и Маркетинг»,	поренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми. По 250 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками винтовыми полимерными. По 10 мл, 15 мл, 25 мл, 100 мл, 250 мл, 330 мл, 500 мл, 1000 мл и 4500 мл во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками винтовыми полимерными. Флаконы могут быть снабжены насадками медицинскими (распылители/дозаторы) полимерными для лекарственных средств, нестерильные с защитными колпачками и без них. По 10 мл, 15 мл, 25 мл, 50 мл и 100 мл во флаконы полимерные, укупоренные пробками полимерными или пробками с уплотнительными элементами полимерными и крышками полимерными, или укупоренные крышками полимерными. Каждый флакон по 10 мл, 15 мл, 25 мл, 50 мл и 100 мл вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Флаконы вместе с равным количеством инструкций по применению упаковывают в коробки картонные или упаковывают в термоусадочную пленку: по 250 мл – 20 шт., по 330 мл – 16 шт., по 500 мл – 12 шт., 1000 мл – 8 шт., 4500 мл – 4 шт. (Для стационаров). Условия хранения Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Производитель: ОАО «Самарамедпром», Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70. Организация, принимающая претензии потребителей: ОАО «Самарамедпром», 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08 Производитель:

Старая редакция	Новая редакция
Калужская область, Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70. Организация, принимающая претензии потребителей ООО «Йодные Технологии и Маркетинг», Россия 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 1, оф. 41х1д. Тел./факс: (495) 727-05-08, 727-05-03.	ООО «Йодные Технологии и Маркетинг», Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70. Организация, принимающая претензии потребителей: ООО «Йодные Технологии и Маркетинг», Россия 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 1, оф. 41х1д. Тел./факс: (495) 727-05-08, 727-05-03.

Генеральный директор
ООО «ВЕСТ»



К. Г. Торгомян