

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Метронидазол-ЭСКОМ

наименование лекарственного препарата

раствор для инфузий, 5 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

Открытое акционерное общество Научно-производственный
концерн «ЭСКОМ» (ОАО НПК «ЭСКОМ»), Россия

Общество с ограниченной ответственностью Концерн «МИР»

(ООО Концерн «МИР»), Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения изменения «__» _____ 202__ г

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для инфузий, 5 мг/мл. По 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 и 500 мл лекарственного препарата в стеклянные бутылки марки МТО для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов, закупоренные пробками медицинскими из термопластичной резины и обжатые алюминиевыми колпачками или колпачками комбинированными (алюминиево-пластиковыми (полипропилен)) с контролем первого вскрытия. По 100, 200, 250, 400, 450, 500 мл лекарственного препарата во флаконы полимерные (из полиэтилена высокого	Форма выпуска Раствор для инфузий, 5 мг/мл. По 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 и 500 мл лекарственного препарата в стеклянные бутылки марки МТО для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов, закупоренные пробками медицинскими из термопластичной резины и обжатые алюминиевыми колпачками или колпачками комбинированными (алюминиево-пластиковыми (полипропилен)) с контролем первого вскрытия. По 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 мл лекарственного препарата во флаконы полимерные (из полиэти-

Изменение № 2 к Инструкции С. 2

Старая редакция	Новая редакция
давления) запаянной горловиной с крышкой полимерной (из полиэтилена высокого давления) однопортовой или двухпортовой, или укупоренные пробками медицинскими из термопластичной резины и обжатые алюминиевыми колпачками или колпачками комбинированными (алюминиево-пластиковыми (полипропилен)) с контролем первого вскрытия. На бутылку стеклянную, флакон полимерный (из полиэтилена высокого давления) наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся этикетку, или самоклеящуюся этикетку с петлей для подвешивания. По 1 бутылке стеклянной, флакону полимерному с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают во вторичную (потребительскую) упаковку (пачка из коробочного картона). На пачку наносят информацию офсетным способом печати. По 1 флакону полимерному с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают в прозрачный полипропиленовый пакет или из полиэтилена высокого давления (вторичная (потребительская) упаков-	лена высокого давления или полипропилена) запаянной горловиной с крышкой полимерной (из полиэтилена высокого давления или полипропилена) однопортовой или двухпортовой, или укупоренные пробками медицинскими из термопластичной резины и обжатые алюминиевыми колпачками или колпачками комбинированными (алюминиево-пластиковыми (полипропилен)) с контролем первого вскрытия. На бутылку стеклянную, флакон полимерный (из полиэтилена высокого давления или полипропилена) наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся этикетку, или самоклеящуюся этикетку с петлей для подвешивания. По 1 бутылке стеклянной, флакону полимерному с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают во вторичную (потребительскую) упаковку (пачка из коробочного картона). На пачку наносят информацию офсетным способом печати. По 1 флакону полимерному с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата по-

Изменение № 2 к Инструкции С. 3

Старая редакция	Новая редакция
ка). На пакет наклеивают самоклеящуюся этикетку. Бутылки стеклянные, полимерные флаконы совместимы с двусторонней канюлей для смешивания растворов. <i>Для стационаров.</i> От 1 до 100 бутылок стеклянных, флаконов полимерных по 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 мл лекарственного препарата с равным количеством инструкций по медицинскому применению лекарственного препарата помещают во вторичную (потребительскую) упаковку – коробки из гофрированного картона с/без решетками-«гнездами» из гофрированного картона. По 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40 или 70 бутылок стеклянных, флаконов полимерных по 100, 150, 200, 250 мл лекарственного препарата; по 15, 24, 25, 30 бутылок стеклянных, флаконов полимерных по 300, 350, 400, 450, 500 мл лекарственного препарата с равным количеством инструкций по медицинскому применению лекарственного препарата помещают во вторичную (потребительскую) упаковку – коробку из гофрированного картона с/без решетками-«гнездами» из гофрированного картона.	мещают в прозрачный полипропиленовый пакет или из полиэтилена высокого давления (вторичная (потребительская) упаковка). На пакет наклеивают самоклеящуюся этикетку. Бутылки стеклянные, полимерные флаконы совместимы с двусторонней канюлей для смешивания растворов. <i>Для стационаров.</i> По 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40 или 70 бутылок стеклянных, флаконов полимерных по 100, 150, 200, 250 мл лекарственного препарата; по 15, 24, 25, 30 бутылок стеклянных, флаконов полимерных по 300, 350, 400, 450, 500 мл лекарственного препарата с равным количеством инструкций по медицинскому применению лекарственного препарата помещают во вторичную (потребительскую) упаковку – коробку из гофрированного картона с/без решетками-«гнездами» из гофрированного картона.
Наименование и адрес	Производитель

Изменение № 2 к Инструкции С. 4

Старая редакция	Новая редакция
производителя: 1. Открытое акционерное общество Научно-производственный концерн «ЭСКОМ» (ОАО НПК «ЭСКОМ»), Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, шоссе Старомарьевское, д. 9Г. Тел.: +7(8652) 94-68-08, e-mail: info@escom.group	1. Открытое акционерное общество Научно-производственный концерн «ЭСКОМ» (ОАО НПК «ЭСКОМ»), Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, шоссе Старомарьевское, д. 9Г. Тел.: +7(8652) 94-68-08, e-mail: info@escom.group 2. Общество с ограниченной ответственностью Концерн «МИР» (ООО Концерн «МИР»), Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, шоссе Старомарьевское, д. 9Г. Тел.: +7(8652) 28-18-77, e-mail: info@concernmir.com

Директор по
научно-техническому развитию
ООО ХФК «МИР»



Н.В. Гнусина