

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата

БИНАВИТ

наименование лекарственного препарата

МИНЗДРАВ РОССИИ

117-000604-120718

СОГЛАСОВАНО

раствор для внутримышечного введения

лекарственная форма, дозировка

ФКП «Армавирская биофабрика», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «12» 07 2018 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 мл раствора содержит: <i>Активные вещества:</i> Пиридоксина гидрохлорид - 50 мг (в пересчете на 100 % вещество) Тиамина гидрохлорид - 50 мг (в пересчете на 100 % вещество) Цианокобаламин - 0,5 мг (в пересчете на 100 % вещество) Лидокаина гидрохлорид - 10 мг (в пересчете на 100 % вещество) <i>Вспомогательные вещества:</i> бензиловый спирт - 20 мг, натрия полифосфат - 10 мг, калия гексацианоферрат - 0,1 мг, натрия гидроксид - 6 мг, вода для инъекций до 1 мл. Форма выпуска Раствор для внутримышечного введения. По 2 мл препарата в ампулы из светозащитного, нейтрального стекла. По 5 ампул помещают в контурную пластиковую упаковку (поддон) из пленки поливинилхлоридной или из пленки полиэтилентерефталатной.	Состав 1 мл препарата содержит: <i>Действующие вещества:</i> Пиридоксина гидрохлорид - 50 мг (в пересчете на 100 % вещество) Тиамина гидрохлорид - 50 мг (в пересчете на 100 % вещество) Цианокобаламин - 0,5 мг (в пересчете на 100 % вещество) Лидокаина гидрохлорид - 10 мг (в пересчете на 100 % вещество) <i>Вспомогательные вещества:</i> бензиловый спирт - 20 мг, натрия полифосфат - 10 мг, калия гексацианоферрат - 0,1 мг, натрия гидроксид - 6 мг, вода для инъекций до 1 мл. Форма выпуска Раствор для внутримышечного введения. По 2 мл препарата в ампулы светозащитного стекла 1-го гидролитического класса или нейтрального стекла марки НС-3. По 5 ампул помещают в контурную пластиковую упаковку (поддон) из пленки

Старая редакция	Новая редакция
По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной, или из пленки полиэтилентерефталатной, и фольги алюминиевой печатной лакированной или материала упаковочного. 1, 2, 4 контурные пластиковые упаковки (поддоны) или контурные ячейковые упаковки с ампулами вместе с инструкцией по применению и ножом ампульным или скарификатором ампульным помещают в пачку из картона. 5, 10, 20 ампул вместе с инструкцией по применению и ножом ампульным или скарификатором ампульным помещают в пачку с разделительной вставкой из картона. При использовании ампул с цветной точкой излома и насечкой или цветным кольцом излома, нож ампульный или скарификатор ампульный не вкладывают. Условия хранения В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 2 года. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.	поливинилхлоридной или из пленки полиэтилентерефталатной. По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной, или из пленки полиэтилентерефталатной, и фольги алюминиевой печатной лакированной или материала упаковочного. 1, 2, 4 контурные пластиковые упаковки (поддоны) или контурные ячейковые упаковки с ампулами вместе с инструкцией по применению и ножом ампульным или скарификатором ампульным помещают в пачку из картона. 5, 10, 20 ампул вместе с инструкцией по применению и ножом ампульным или скарификатором ампульным помещают в пачку с разделительной вставкой из картона. При использовании ампул с цветной точкой излома и насечкой или цветным кольцом излома, нож ампульный или скарификатор ампульный не вкладывают. Условия хранения В защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Начальник отдела регистрации,
стандартизации и лицензирования
ЗАО «Бинергия»



Устинова Т.А.